

Tensiomètre électronique Neotens Nomad Poignet

Référence 00032

Prix du produit :

27,55 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le tensiomètre électronique poignet NEOTENS® Nomad est le compagnon idéal des professionnels de santé comme des patients en déplacement. Compact, léger et extrêmement simple d'utilisation, il assure une mesure précise et confortable grâce à la technologie de mesure à la montée, tout en offrant un suivi numérique complet via les applications SPENGLER HTA et SuiviHTA.

Description du produit :

Un tensiomètre poignet nomade, précis et moderne

Conçu dans la continuité du savoir-faire Spengler, le tensiomètre électronique poignet NEOTENS® Nomad répond parfaitement aux besoins de mobilité des professionnels de santé comme des utilisateurs à domicile. Sa technologie de mesure pendant le gonflage garantit une prise de tension douce, rapide et sans oppression, pour un confort maximal.

Avec son format ultra-compact (70,9 × 70,9 × 26,5 mm) et son poids plume (96 g), il se transporte aisément dans une mallette médicale ou un sac. Sa conception robuste, certifiée IP22, lui assure une résistance adaptée aux déplacements et à un usage quotidien intensif.

Lecture rapide et simplifiée

Doté d'un écran LCD clair (32,5 × 40,5 mm) et de seulement deux boutons, il permet une lecture immédiate de la tension systolique, diastolique et du pouls. Un outil parfait pour un usage professionnel comme personnel.

Mémoire & fonctions intelligentes

- 50 mesures horodatées × 2 utilisateurs
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Indicateur de piles faibles
- Arrêt automatique après 1 minute
- Compatibilité SPENGLER HTA & SuiviHTA (saisie manuelle ou photo)

Méthode & performances

- Technologie : Oscillométrique avec mesure à la montée
- Plages de mesure :
 - Systolique : 60 – 260 mmHg
 - Diastolique : 40 – 200 mmHg
 - Pouls : 30 – 199 bpm
- Précision : ± 3 mmHg (pression) ; ± 5 % (pouls)

Ergonomie

- Brassard poignet adapté aux circonférences 13,5 à 21,5 cm
- Alimentation : 2 piles AAA pour environ 300 mesures

Robustesse & certification

- Indice de protection : IP22
- Dispositif médical : Classe IIa – Marquage CE
- Garantie : 3 ans (hors consommables)

Avantages clés

- Mobilité maximale grâce à son format compact
- Confort optimal avec la mesure à la montée
- Lecture rapide via écran LCD haute visibilité
- Mémoire double utilisateur + détection de l'arythmie
- Compatible applications SPENGLER pour un suivi digital
- Idéal en cabinet, en déplacement ou à domicile

Contenu de la boîte

- 1 tensiomètre poignet NEOTENS® Nomad
- 2 piles AAA (1,5 V – alcalines)
- 1 notice d'utilisation