

Tabouret de Médecin avec dossier - MEDI'CLINIC

Référence 00130

Prix du produit :

99,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Maximisez votre confort au quotidien avec ce **tabouret médical ergonomique**. Doté d'un **dossier de maintien** et d'une hauteur ajustable, il assure une posture saine et une stabilité irréprochable, idéal pour les praticiens exigeants lors des examens et soins prolongés

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Tabouret d'Examen Pro avec Dossier : L'Alliance du Confort et de l'Ergonomie

Optimisez votre posture de travail avec ce tabouret médical spécialement développé pour les professionnels de santé (cabinets, laboratoires, kinésithérapie). Il se distingue par son **assise de 35,5 cm de diamètre** dotée d'une mousse haute densité de **80 mm**, offrant un confort d'assise exceptionnel, même sur la durée.

Son dossier intégré assure un maintien lombaire essentiel pour prévenir les douleurs posturales. Monté sur un **piétement 5 branches en métal chromé**, il offre une stabilité sans faille et une grande durabilité. Pratique, son vérin à gaz permet un réglage fluide de la hauteur (46-60 cm).

Livré en kit, montage rapide sans outillage spécifique.

Recommandations d'utilisation

- Utiliser le tabouret sur un sol plan et adapté au déplacement des roulettes le cas échéant.

- Respecter la charge maximale indiquée (120 kg).
- Vérifier régulièrement l'état du piétement, du vérin à gaz, des patins ou roulettes.
- Nettoyer et désinfecter selon les procédures d'hygiène du cabinet et les préconisations des fabricants de produits d'entretien.

Lire attentivement la notice de montage, d'utilisation et d'entretien avant la première mise en service.

Tableaux technique

Type : Tabouret médical roulant avec dossier

Usage : Médecins, Kinés, Infirmiers, Labos, Beauté

Confort : Mousse haute densité (Épaisseur : **80 mm**)

Hauteur : Réglable de **46 à 60 cm** (Vérin à gaz)

Structure : Métal chromé 5 branches (Stabilité max)

Dimensions : Assise Ø 35,5 cm

Résistance : Charge maximale **120 kg**

Coloris : Noir Graphite, Bleu California, Gris Daytona

Montage : Rapide, sans outils

Pour découvrir d'autres modèles complémentaires, consultez aussi notre sélection de [tabourets](#)