

Amniotest - Système de dépistage - lot de 5

Référence 09924



Prix du produit :

1,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce dispositif offre une méthode qualitative simple pour détecter la **Rupture Prématinée des Membranes** (RPM) fœtales en différenciant le pH vaginal du liquide amniotique.

Vendu Par lot de 5, l'unité

Description du produit :

L'**Amniotest de Biosynex** est conçu pour objectiver rapidement une perte de liquide amniotique. Le principe repose sur la détection d'une rupture d'équilibre du pH vaginal. Alors que les sécrétions vaginales sont acides, le liquide amniotique est neutre (pH 7.0 - 7.5). L'écouvillon réagit au contact des fluides : si le pH est supérieur à 6.5, la nitrazine change de couleur, confirmant la rupture des membranes.

Caractéristique

Dénomination : Amniotest

Fabricant : BioSynex

Méthode : Colorimétrie sur pH (nitrazine)

Seuil de détection : pH > 6.5 (Positif)

Usage : unique (Jetable)

Conditionnement : sachet de 5 écouvillons

Type de produit : Dispositif médical de diagnostic

Normes & sécurité

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Amniotest Fabricant : Biosynex Instructions : Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Prudence : En cas de doute, consulter un professionnel de santé ou effectuer des examens complémentaires. Ne pas réutiliser.

Contenu de l'emballage

- 1 sachet de 5 écouvillons Amniotest.

Pour compléter votre équipement, découvrez aussi notre sélection de [MATÉRIEL DE GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE].