

CHAMPS DE SOINS SIMPLES STÉRILES NON TROUÉS DREXCO MEDICAL - boîte de 50

Référence 00050



Prix du produit :

13,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les champs de soins simples stériles non troués DREXCO MEDICAL offrent une combinaison **absorbante** d'un côté et **imperméable** de l'autre pour isoler proprement la zone de travail pendant le soin. Présentés en **boîte de 50 pièces**, ils sont conditionnés en sachets individuels pelables pour une préparation rapide avant **usage unique**. Existe en plusieurs dimensions.

Classe I • CE • Usage unique • Boîte de 50 pièces

Description du produit :

Champs de soins simples stériles, couverture pratique pour les soins

Ces champs de soins stériles constituent un support de protection pour délimiter une zone propre lors d'un acte technique. Les **champs de soins simples stériles non troués DREXCO MEDICAL** réunissent une face absorbante et une face imperméable afin de limiter le passage des fluides vers l'environnement proche.

Le format non troué, sans adhésif, convient à des usages variés et laisse une grande liberté de positionnement. Chaque unité est livrée en sachet individuel pelable, pratique pour une ouverture simple au moment de la préparation.

Disponibles en **40 x 45 cm**, **45 x 75 cm** et **75 x 90 cm**, ils répondent à différents besoins de couverture. Idéal pour cabinets médicaux, centres de soins, infirmiers libéraux, EHPAD, services hospitaliers et petite chirurgie.

Points forts

- **Face absorbante et face imperméable** : cette conception aide à contenir les fluides et à préserver la propreté de la zone de soin.
- **Conditionnement stérile individuel** : chaque champ est présenté en sachet pelable pour faciliter une préparation méthodique avant utilisation.
- **Version non trouée** : ce format polyvalent s'emploie pour de nombreux gestes techniques selon les besoins du soignant.
- **Sans adhésif** : la mise en place reste souple et rapide, sans contrainte de fixation sur la peau.
- **Usage unique** : adapté aux protocoles d'hygiène et à l'organisation des soins à rotation rapide.
- **Plusieurs dimensions** : permet de choisir la taille la plus adaptée à la surface à protéger.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Champ de soins simple stérile non troué

Dimensions : 40 x 45 cm ; 75 x 90 cm ; 45 x 75 cm

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation, les compresses stériles sont utiles lors du nettoyage et de l'absorption. Les gants stériles accompagnent les gestes aseptiques, tandis que les sets de soins et chirurgie aident à organiser le matériel nécessaire aux actes techniques.