

Champs de soins troués stériles avec adhésif Ø 6 cm

Référence 00053



Prix du produit :

25,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Champs de soins troués stériles avec adhésif Ø 6 cm, à usage unique, offrant une fixation sécurisée et une isolation stérile du site d'intervention grâce à leur face absorbante et imperméable. **3 formats disponibles.**

Vendu par boîte de 50 unité

Description du produit :

Les champs de soins troués stériles avec adhésif sont conçus pour la petite chirurgie et les soins techniques nécessitant une isolation précise du site d'intervention. À usage unique, ils combinent une face absorbante et une face imperméable avec fenêtre fenestrée Ø 6 cm et adhésif périphérique, garantissant une fixation optimale et un environnement stérile.

Options disponibles

- Champ fenestré Ø 6 cm – 50 x 50 cm, avec adhésif
- Champ fenestré Ø 6 cm – 50 x 70 cm, avec adhésif
- Champ fenestré Ø 6 cm – 70 x 90 cm, avec adhésif

Caractéristiques

- Stérilisés à l'oxyde d'éthylène (EO)
- Usage unique – ne pas restériliser
- Conditionnement : sachet pelable individuel
- À conserver à l'abri du soleil et de l'humidité
- Produit fragile : manipulation précautionneuse
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Boîte de 50 unités
- Certification CE