

CHAMPS DE SOINS STÉRILES ADHÉSIF TROUÉ Ø 6 CM DREXCO MEDICAL - boîte de 50

Référence 00053



Prix du produit :

22,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les champs de soins stériles adhésif troués Ø 6 cm DREXCO MEDICAL permettent de délimiter proprement la zone de soin avec une ouverture centrale de Ø 6 cm, un pourtour adhésif et une double fonction **absorbante** et **imperméable**. Présentés en **boîte de 50**, ils sont adaptés aux gestes localisés, aux soins techniques et à la petite chirurgie. Existe en plusieurs dimensions.

Classe I • CE • Usage unique • Boîte de 50

Description du produit :

Champs de soins stériles adhésif, maîtrise de la zone opératoire

Ces champs de soins stériles fenestrés sont conçus pour circonscrire avec précision une zone d'intervention limitée. Les **champs de soins stériles adhésif troués Ø 6 cm DREXCO MEDICAL** combinent une ouverture centrale de Ø 6 cm, un contour adhésif et une surface à la fois **absorbante** et **imperméable**.

Leur mise en place rapide facilite la préparation du site avant un soin technique, une infiltration ou un acte de petite chirurgie. Chaque unité est conditionnée sous emballage individuel pelable afin de préserver la stérilité jusqu'au moment de l'utilisation, pour un produit à **usage unique**.

Idéal pour les cabinets médicaux, centres de soins, infirmiers libéraux, services hospitaliers et structures de petite chirurgie. Il convient aux actes demandant une exposition nette et bien délimitée de la zone traitée.

Points forts

- **Ouverture centrale Ø 6 cm** : cible précisément le site de soin et laisse visible uniquement la zone utile pendant l'intervention.
- **Fixation adhésive** : aide le champ à rester correctement positionné au cours du geste et limite les déplacements involontaires.
- **Structure absorbante et imperméable** : capte les fluides en surface tout en formant une protection efficace de l'environnement de soin.
- **Conditionnement stérile individuel** : le sachet pelable permet une ouverture simple au moment de la préparation.
- **Usage unique** : répond aux exigences d'hygiène en réduisant les manipulations après l'acte.
- **Différents formats** : permet d'ajuster la couverture selon le type de soin, d'une injection ciblée à une incision courte.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Champ de soins stérile troué avec adhésif

Dimensions : 50 x 50 cm ; 70 x 90 cm ; 50 x 70 cm

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer et finaliser le soin, les compresses stériles sont utiles pour le nettoyage ou l'absorption des fluides. Les gants stériles accompagnent la préparation aseptique, tandis que les pansements stériles protègent la zone en fin d'acte.