

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE SPENGLER LIAN METAL ROUGE

Référence 09994



Prix du produit :

82,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Égayez votre gamme d'appareils de diagnostic grâce au **tensiomètre Lian Metal rouge** dont le protège-manomètre en PVC transparent résiste à tous les chocs, offrant à ce **tensiomètre manopoire** de haute qualité une longue durée de vie !

Description du produit :

Ce **tensiomètre manopoire Lian** est équipé d'un boîtier en métal indéformable et d'un protège manomètre en PVC transparent résistant aux chocs et rendant le tensiomètre très fiable pour un usage quotidien.

Le **tensiomètre Lian Métal ambidextre SPENGLER** est un tensiomètre adulte, destiné aux médecins.

- Modèle simple tubulure
- Brassard coton rouge
- Sans latex
- Ambidextre
- Grand cadran
- Livré avec sa trousse

Contenue :

Le tensiomètre est livré avec un brassard taille adulte (26-34 cm) et avec une **trousse en nylon noir**

Garantie : 2 ans sur le manomètre

Vidéo présentation du Tensiomètre Lian Métal

Caractéristique technique

- **Type** : **tensiomètre manopoire** anéroïde (à cadran)
- **Plage de mesure** : 0 à 300 mmHg, avec graduations lisibles
- **Précision** : ± 3 mmHg

Dimensions

- Le cadran affiche un diamètre de **65 mm**.
- Le boîtier mesure **69 mm** de diamètre.
- La poire présente un diamètre de **46 mm**.

Spécifications produit

- La décompression est assurée par une **valve** permettant un relâchement **régulier et maîtrisé**.
- Le brassard intègre un **index de taille** et un **repère d'artère** pour faciliter le positionnement.
- Le modèle est en **simple tubulure**.
- Le manomètre est protégé par une **mousse anti-choc noire amovible** (Ø 69 mm) et l'ensemble est livré avec une **trousse de transport en nylon noir**.

Matériaux

- La **tubulure** est en caoutchouc haute résistance, **sans latex**, conçu pour résister à l'ozone et aux UV.
- Le **brassard** est en **nylon** pour les versions adultes, et en **coton** pour les versions pédiatriques, avec fermeture **velcro**.
- La **cuillère** est en **zamak** chromé mat.
- Le **robinet** en laiton chromé peut être adapté gaucher/droitier par simple rotation.
- La **connectique** utilise un coupleur à vis femelle en laiton chromé, et le **raccord de tubulure** un embout à vis mâle en laiton chromé.
- La **poire** est un modèle côtelé en **PVC gris**. Le **boîtier** est en zamak injecté, chromé et indéformable.
- Le **mécanisme** est en alliage **cuivre-béryllium** à élasticité constante.

Poids

Entre **300 et 400 g** (selon configuration).

Garantie

Garantie **SPENGLER : 3 ans**, hors consommables (**brassard, tubulure et poire**).

Retrouvez chez **LD Médical**, dans notre onglet «[accessoires](#)» tous les produits médicaux complémentaires

Informations complémentaires :

Article : Tensiomètre manopoire

Fabricant : Spengler

Dispositif médical : Oui

Fonction : Prise manuel de la tension artérielle

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 2 ans