

# TENSIOMÈTRE RIESTER R1 SHOCK-PROOF

Référence 09999



Prix du produit :

**111,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **tensiomètre Riester R1 Shock-Proof** est comme son nom l'indique particulièrement résistant aux chocs en tous genre, et aux chutes jusqu'à 2m de hauteur ! De quoi garantir une durée de vie exceptionnelle à ce tensiomètre manopaire ergonomique et tout confort.

Description du produit :

Le **tensiomètre Riester R1 Shock-Proof** assure des mesures précises, même après des chutes allant jusqu'à 120 cm de hauteur.

Gonflage rapide ergonomique grâce à sa poire avec cuillère intégrée.

Boîtier ABS 52 mm avec valve de décompression en métal.

Graduation 300 mm Hg +/- 3 mm Hg.

Livré complet avec étui et brassard velcro adulte.

Coloris noir.

Option : set de rangement complet avec 3 brassards : large adulte, adulte, enfant.

Garantie 3 ans.

CE.