

TENSIOMÈTRE LIAN CLASSIC SPENGLER

Référence 09996



Prix du produit :

101,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Sobre, efficace, précis et résistant aux utilisations répétées comme aux heurts grâce notamment à son protège-manomètre en mousse anti-chocs, le **Lian Classic** de **Spengler** est une valeur sûre des **tensiomètres manopoles** !

Description du produit :

Tensiomètre manopole Lian Classic à double tubulure.

Caractéristiques du **tensiomètre Spengler Lian Classic** :

- Boîtier métal chromé avec protège manomètre en mousse anti-chocs, montée en pression et décompression parfaitement linéaires.
- Brassard en polycoton à fermeture velcro.
- Robinet de décompression métal avec valve ultra précise.
- Poire de grand volume en PVC sans latex.
- Coloris gris.
- Livré avec une trousse.
- Garantie 2 ans

Retrouvez chez **LD Médical**, dans notre onglet « accessoires » tous les produits médicaux complémentaires, ainsi que toutes les fiches techniques du produit dans notre onglet « documents ».

Informations complémentaires :

Article : Tensiomètre Lian Classic

Fabricant : Spengler

Dispositif médical : Oui

Fonction : Prise de la tension artérielle

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 2 ans