

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE BRAS OMRON M6 COMFORT

Référence 09711



Prix du produit :

89,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique bras OMRON M6 Comfort** multiplie les améliorations qui facilitent vos prises de tension artérielle ! 100 mémoires, calcul de la tension pendant le gonflage, bip sonore pour indiquer la fin de la mesure, moyenne automatique des trois dernières prises... idéal pour une consultation dans le plus grand confort !

Description du produit :

Tensiomètre électronique bras Omron M6 Comfort.

Les caractéristiques du tensiomètre électronique Omron M6 Comfort :

- **Système Intellisense** : calcul de la tension pendant le processus de gonflage avec une pression adaptée.
- Affichage simultané de toutes les valeurs sur grand écran LCD facilitant la lecture.
- Affichage de la date et de l'heure.
- 90 mémoires, mode arythmie, MAM.
- Capacité de 100 mémoires avec date et heure de chaque prise pour chaque utilisateur
- Moyenne automatique des 3 dernières prises ADS
- Ecran géant pour une lecture facile et optimale
- A la fin de la prise de tension, le tensiomètre bip
- Brassard souple large 22-42 cm

- **Garantie : 3 ans** - fourni avec sacoche, piles
- Validation ESH / IP / BHS / AFSSAPS.
- Livré avec une sacoche souple de transport et piles LR06 fournies.
- CE.

Retrouvez chez **LD MÉDICAL**, dans notre onglet « [accessoires](#) » tous les produits médicaux complémentaires,

Informations complémentaires :

Article : Tensiomètre **Omron M6 Comfort**

Fabricant : OMRON

Dispositif médical : Oui

Fonction : Prise et surveillance de la tension artérielle

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 3 ans