

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE POIGNET AUTOTENSIO

Référence 09712



Prix du produit :

27,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Avec l'**Autotensio Spengler**, mesurez votre pouls et votre tension artérielle en pressant un simple bouton ! Ce **tensiomètre électronique poignet** à prix mini a tout des appareils les plus perfectionnés du marché, à commencer par 120 mémoires de résultats et une précision de +/- 3 mmHg pour la pression artérielle. Il vient avec un boîtier de rangement rigide pour voyager partout, sans risque !

Description du produit :

Très simple d'utilisation avec son unique bouton, le **tensiomètre électronique poignet Autotensio** possède un large écran, et le gonflage et dégonflage sont automatiques.

- Tensiomètre d'auto-mesure au poignet simple d'utilisation, entièrement automatique.
- Écran LCD 45 x 30 mm à grands caractères.
- Affichage de la tension (systole et diastole) avec indication de la valeur de la tension artérielle selon l'OMS et du pouls.
- Pression artérielle : plage de mesure 0 à 300 mmHg avec une résolution de 1 mmHg et une précision de +/- 3 mmHg.
- Fréquence cardiaque : plage de mesure 30 à 200 battements par minute (BPM) avec une résolution de 1 BPM et une précision de +/- 5% de la mesure lue.
- **Arrêt automatique** en cas de non utilisation du dispositif.
- Mémoire : capacité de 120 valeurs horodatées.
- Pour poignet de circonférence 13,5 cm à 21,5 cm.
- Température de fonctionnement: 10 à 40° C.

- Dimensions: 79 x 66 x 29 mm (L x l x H) ; poids 110 gr sans les piles.
- Contenu de l'emballage : 1 tensiomètre au poignet SPG340 avec brassard violet, 2 piles LR03 / AAA, un boîtier de rangement, 1 notice d'utilisation.
- Produit conforme avec les exigences EN NF 1060-1 à 3 et ANSI / AAMI SP 2002.
- **Garantie 2 ans excepté le brassard.**

Retrouvez chez Drexco Médical, dans notre onglet « accessoires » tous les produits médicaux complémentaires, ainsi que toutes les fiches techniques du produit dans notre onglet « documents ».

Informations complémentaires :

Article : [Tensiomètre électronique](#) poignet Autotensio SPG340P

Fabricant : Spengler

Dispositif médical : Oui

Fonction : prise automatique de la tension artérielle au poignet

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 2 ans