

# CEINTURE ECG URGENCE

Référence 09956



Prix du produit :

**499,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Cette **ceinture ECG urgence** se pose facilement grâce à sa fermeture clip. Ceinture à placer sur le torse, puis brancher les câbles pour passer l'ECG;

Description du produit :

Cette **ceinture ECG urgence** utilisée dans tous les cas où la coopération du patient notamment au niveau des bras s'avère difficile (situation d'urgence). Compatibilité universelle. Caractéristiques : En silicone incorporant les électrodes. S'installe instantanément sur le patient. Le maintien en place de la ceinture est assuré par le bras du patient qui reposent sur les annexes d'extrémité de la bande. Grande élasticité (50 à 80 cm). Évite l'emmêlement des câbles. 6 précordiales, AVL, AVR et neutre inclus. Electrodes Ag/AgCl argent ajustable à toutes les corpulences(hommes,femmes). Nettoyage aisé. CE.