


CEINTURE ELECTRODES ECG UNIVERSELLE

Référence 09953



Prix du produit :

469,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette **ceinture d'électrodes ECG universelle** de Levmed peut se connecter à n'importe quel ECG (câble à 12 dérivations) en utilisant simplement des fiches banane, des boutons pressions ou des pinces crocodiles.

Description du produit :

Idéale pour un examen électrocardiographique, cette ceinture bénéficie d'une grande élasticité qui lui permet de s'adapter à toutes les morphologies. Elle peut être positionnée sous la poitrine pour les patientes et sur la poitrine pour les patients.

Recommandée pour un **ECG à 6 pistes**, il est néanmoins possible de l'utiliser avec un **ECG à 12 pistes**, à condition d'utiliser des électrodes supplémentaires.

Caractéristiques :

- 12 dérivations
- Connexion à toutes les marques ECG
- Rapides et faciles à mettre en place
- Taille unique - Élastiques
- Unisexe
- Réutilisables
- Sans rasage, sans douleur, non jetables
- Nettoyage aisé
- Compatibilité universelle

- Grande élasticité (50 à 80 cm)
- Évite l'emmêlement des câbles
- 6 précordiales, AVL, AVR et neutre inclus
- Électrodes Ag/AgCl argent ajustables à toutes les corpulences (hommes, femmes)
- Ceinture Électrode ECG Universelle en silicone incorporant les électrodes.
- S'installe instantanément sur le patient.
- Le maintien en place de la ceinture est assuré par le bras du patient qui reposent sur les annexes d'extrémité de la bande.

CE.