

LECTEUR AUTOMATIQUE DE BANDELETTES URINAIRES CLINITEK STATUS

Référence 09732



Prix du produit :

1 518,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **lecteur de bandelettes urinaires Clinitek Status** + de SIEMENS permet la lecture automatique de bandelettes urinaires pour la réalisation d'analyse d'urine.

Description du produit :

Lecteur automatique de [bandelettes urinaires](#) Clinitek Status :

- Portable pour la réalisation des analyses d'urine.
- Impression des résultats sur imprimante intégrée.
- Simplicité d'utilisation grâce à son écran tactile.

Le Clinitek Status :

- Utilise les bandelettes Multistix 8SG, 10SG.
- Alimentation secteur et piles (6 piles alcalines AA)
- Mémoire 200 résultats.
- Dimensions : 272 x 171 x 158 mm.
- Poids : 1,66 kg (sans piles ni alimentation), CE.