

# CHAMBRE D'INHALATION INHALER

Référence 09988



Prix du produit :

**23,50 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Idéale pour les traitements en inhalation comme par exemple le traitement de l'asthme, la **chambre d'inhalation Inhaler** est par ailleurs un dispositif médical particulièrement hygiénique grâce à ses deux valves en silicone et son embout buccal qui peuvent être nettoyés et remplacés. Trois embouts buccaux au choix pour les nourrissons, enfants et adultes !

Description du produit :

La **chambre d'inhalation inHaler** est un dispositif médical qui fait partie du traitement contre

l'asthme.

Matière : Polycarbonate transparent. Volume : 320 ml

1 **embout buccal** pour :

- Moins de 9 mois
- De 9 mois à 6 ans
- Pour 6 ans et + (ou adulte)

**Caractéristiques :**

- Chambre d'inhalation munie de deux valves en silicone (et d'un jeu de valves de rechange).
- La chambre d'inhalation inHaler est destinée à faciliter et optimiser la prise du traitement inhalé.
- Convient à tous les types d'[inhalateurs](#) (Seretide, Fixotide, Ventoline, Bécotide...).
- Le masque pédiatrique est sans latex.
- La chambre ne contient pas de bisphénol A.
- Tous les éléments de la chambre, y compris le masque, se rincent à l'eau.

**CE.**