

Ciseaux d'urgence multifonctions Inox + Housse

Référence 09692



Prix du produit :

49,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ciseaux d'urgence polyvalents de premiers secours, idéal pour le personnel d'urgence, coupent aisément les bandages, le cuir et les plâtres

Description du produit :

Ce **ciseaux d'urgence** possède de nombreuses fonctionnalités :

- Couteau de sécurité, coupe ceinture, brise-vitres, coupe (cuir, plastique...).
- Ergonomie en inox forgé.
- Lame solide démontable en 2 éléments.
- Poignées ergonomiques en plastique coloré assurant un confort optimal.
- Autoclavables à 136 °C
- Livré avec une housse ceinture.

CE