

AIGUILLES HYPODERMIQUES TERUMO AGANI

Référence 00314



Prix du produit :

3,46 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fabriquées en acier inoxydable, ces **aiguilles hypodermiques Agani** permettent une pénétration efficace grâce à leurs pointes à triple biseau.

Description du produit :

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique **Terumo Agani**.

Conçues pour une pénétration rapide, indolore et atraumatique.

- Existe en plusieurs dimensions : de 13 mm à 38 mm.
- Existe en plusieurs gauges : de 18G à 26G.

Boîte de 100 aiguilles. CE