

# PERFUSEUR UNIPERF BOITE DE 100

Référence 06535



Prix du produit :

**115,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Ce **perfuseur Uniperf** dispose d'un site d'injection en Y ou d'un robinet à 3 voies permettant l'administration de solutions ou de médicaments par voie intraveineuse.

Description du produit :

## Perfuseur médical simple

Utilisé pour administrer des solutions dans le sang du patient, le perfuseur Uniperf est stérilisé à l'oxyde d'éthylène afin d'éliminer tout risque d'infection.

Sans latex, le perfuseur Uniperf est conçu pour éviter toute réaction allergique chez le patient.

### Caractéristiques :

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Emballage individuel stérile
- Tube en PVC
- Porosité des filtres : Air 0,3 µm - Liquide 15 µm
- Diamètre interne de la tubulure : 3,0 mm (± 0,1 mm)
- Diamètre externe de la tubulure : 4,1 mm (± 0,1 mm)
- Site d'injection en Y ou robinet à 3 voies
- Sans latex
- Vendu par colis de 100 unités