

CATHÉTER INSYTE W AUTOGUARD AVEC AILETTES

Référence 09914



Prix du produit :

73,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Le **cathéter insyte autoguard** avec ailettes est un [cathéter](#) droit de sécurité.

Le **cathéter insyte autoguard** possède un système de sécurité automatique de l'aiguille et assure une protection face aux piqûres accidentelles.

- Limite les projection de sang.
- Réduit les risques de thromboses mécaniques de 50%
- Une chambre de visualisation de reflux sanguin
- Une zone de préhension
- Un poussoir à l'embase de la canule

4 modèles disponibles.

- 0,7 x 19 mm -- 24G Jaune
- 0,9 x 25 mm -- 22G Bleu
- 1,1 x 30 mm -- 20G Rose
- 1,3 x 48 mm -- 18G Vert

Boîte de 50. CE.