

BANDE PLÂTRÉE BIPLATRIX

Référence 08307



Prix du produit :

4,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Bande plâtrée constituée de gaze de coton blanchie enduite d'une masse de couleur bleue à base de plâtre.

Solidité finale élevée, réaction exothermique modérée, bonne transparence aux rayons X.

Faible dégagement de poussière à l'ablation du plâtre, conseillée pour plâtre d'urgence.

Sachet de 2 bandes.

CE.