

# ANIOSYME X3 - DOSETTE DE 25 ML (200)

Référence 09282



Prix du produit :

**133,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Pratique d'utilisation en dosettes de 25mL, le **pré-désinfectant Aniosyme X3** est issu des laboratoires **Anios**, marque référence de l'**hygiène médicale**. Il débarrassera toute votre instrumentation médicale des principaux micro-organismes avant une désinfection plus poussée par stérilisation. Ce produit est également disponible chez **Drexco Médical** en bidons de 1L et 5L pour une utilisation fréquente.

Description du produit :

L'**Aniosyme X3 en dosette** de 25 ml est un nettoyant renforcé et pré-désinfectant de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel endoscopique.

- Détergent ultra haute performance. Pouvoir nettoyant dégraissant
- Liquide limpide bleu
- Dosettes de 25ml
- Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes
- Nettoyage en bac à ultrasons
- Ramassage de l'instrumentation souillée
- Formulé sans chlorure : effet anti-corrosif vis-à-vis des matériaux
- Complexe tri-enzymatique combiné à un tensioactif non ionique nouvelle génération
- Efficacité démontrée (PND\*) \*
- Stabilité enzymatique prouvée
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium
- pH du produit pur : 8.2 +/- 0.2

- pH à 0.5% eau déminéralisée : 6.3
- pH à 0.5% eau brute : 7.5

#### COMPOSITION:

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

Normes : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727, EN 1275, EN 13624, EN 14562, Selon EN 14476 : actif sur

HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus

Retrouvez chez Drexco Médical, dans notre onglet « accessoires » tous les produits médicaux complémentaires, ainsi que toutes les fiches techniques du produit dans notre onglet « documents ».

#### **Informations complémentaires :**

**Article :** Aniosyme X3 en dosette de 25 ml

**Fabricant :** Anios

**Dispositif médical :** Oui

**Fonction :** nettoyant et pré-désinfectant

**Réglementation :** Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.