

LAMPE INFRAROUGE 4003/10

Référence 09678



Prix du produit :

2 990,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Caractérisée par la présence de 4 ampoules circlines sur un panneau réglable en hauteur, avec 4 interrupteurs séparés, cette grande **lampe infrarouge** est destinée aux kinésithérapeutes et aux médecins du sport, pour relaxer ou soulager la douleur. Le temps d'exposition et la puissance peuvent être réglées avec précision pour un traitement parfaitement contrôlé.

Description du produit :

L'utilisation de la **lampe IR** est utile en préparation du massage, par son effet relaxant, antidouleur et vasodilatateur.

Elle apporte confort et bien-être au patient. Le réglage fin de la puissance est un plus très pratique.

Caractéristiques de la lampe infrarouge 4x400W 4003/10 de Verre et Quartz :

- Lampe IR de 4 x 400 W équipée de 4 ampoules circlines
- 4 interrupteurs séparés
- Montée sur pied solide en U avec des roulettes pour passer aisément sous un lit ou table de traitement
- Réglable en horizontal et vertical
- Une grille de protection est incluse sous la coupole.
- Réglage du temps d'exposition par minuterie de 1 à 60 minutes
- Réglage de la puissance de 10 à 1600 Watts par variateur électronique
- Longueur 98 cm, largeur 21,5 cm, hauteur 12 cm

- Poids 25 Kg
- Garantie 5 ans