

OTOSCOPE MACROVIEW BATTERIE LITHIUM

Référence 07329



Prix du produit :

295,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optimisez la durée d'utilisation de votre **otoscope Macroview Welch Allyn** grâce à ce modèle à batterie lithium, qui possède toutes les caractéristiques de l'appareil : grossissement exceptionnel, champ de vision plus large, mise au point facile via une molette, compatibilité otoscopie pneumatique, etc.

Description du produit :

OTOSCOPE MACROVIEW à batterie lithium, offre une vision plus large et plus nette.

Cet otoscope de la nouvelle génération est équipé d'une technologie optique évoluée qui améliore le grossissement tout en vous offrant une vision plus complète de la membrane tympanique.

Oculaire à mise au point facile, éjection facile du spéculum et sécurité de maintien.

Les avantages de l'OTOSCOPE MACROVIEW :

- Permet une visibilité plus nette (deux fois le champ de vision).
- Un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope traditionnel.
- Une vue complète de la membrane tympanique.
- Une meilleure clarté et une meilleure définition des repères.
- La molette de mise au point réglable vous permet de l'adapter à différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope.
- Une sécurité vous assure que le spéculum sera maintenu solidement et pourra être

facilement éjecté.

- Choisissez entre un spéculum à usage unique ou réutilisable.
- Ouverture d'insufflation pour une otoscopie pneumatique.

Les optiques évoluées vous offrent un champ de vision 2 x plus grand et un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope conventionnel.

2 modes de mise au point : par défaut (mise au point automatique), manuelle (permet d'adapter à différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope).

Type d'alimentation : batterie Lithium-ion rechargeable, autonomie de 2h entre deux chargements. Se recharge grâce à son socle chargeur.

Peut être converti en éclaireur laryngien.

Livré avec housse de transport.

Garantie 1 an.

Marque : [Otoscope de la marque Welch Allyn](#)