

Electrodes Ambu BlueSensor L 00-S/25 - Boite de 500

Référence 09960



Prix du produit :

186,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Conçues pour la **surveillance prolongée** (Holter, monitoring continu), les électrodes **Ambu BlueSensor L** associent un **gel liquide hautement conducteur** à un **support microporeux respirant**, afin d'assurer un **contact stable** et une **trace de qualité** pendant toute la durée de l'examen. Leur **connecteur excentré** (snap) facilite le routage des câbles et réduit les artefacts liés aux mouvements.

Description du produit :

Points forts des électrodes Ambu BlueSensor L 00-S/25

- **Jusqu'à 48h** de tenue selon protocole et tolérance, pour les surveillances prolongées.
- **Signal fiable**: gel liquide hautement conducteur pour une stabilité du signal en longue durée.
- **Tenue & confort**: matériaux **microporeux respirants** + **combinaison d'adhésifs** (prise immédiate et maintien) pour un confort cutané renforcé.
- **Ergonomie**: **connecteur excentré** pour un câblage plus propre et moins d'artefacts de mouvement.
- **Qualité capteur**: électrode équipée d'un capteur **Ag/AgCl** de haute qualité.

Compatibilités pratiques

Snap standard?; compatible avec la plupart des câbles ECG courants. **Versions** p disponibles selon références pour accélérer la pose en volume.

Caractéristiques techniques

- Type?: électrodes ECG à **pression (snap)** pour **surveillance longue durée**
- Gel?: **liquide hautement conducteur**
- Support?: **microporeux respirant** avec renfort mousse (selon série)
- Connecteur?: **excentré** (offset snap)
- Capteur?: **Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)**
- Dimensions?: **68,2 × 55 mm** (surface adhésive typique?: ~2?121-mm² et surface de gel: 254 mm²)
- Épaisseur (sans connecteur)? : env. **1?mm**
- Durée d'application recommandée?: **jusqu'à 48?h** (selon protocole et tolérance cutanée)
- Compatibilités?: câbles ECG **snap standard?**; versions **pré?câblées** disponibles
- Imagerie?: non radiotransparent, **non compatible IRM**
- Conditionnement?: **boîte de 500**
- Validité (sachet scellé / ouvert)? : jusqu'à **24 mois / 1 mois** (selon conditions de stockage)
- Conformité?: dispositif médical (marquage **CE**) – Fabricant?: Ambu

L vs VL?: comment choisir??

L (68,2×55?mm) vs **VL (72×68?mm)**? : sélectionner selon la **surface de contact** souhaitée et la **préférence de routage** sur le patient. Les deux déclinaisons conservent gel liquide, adhésifs combinés, support microporeux et connecteur offset.

Conseils d'utilisation (longue durée)

Préparer la peau (nettoyage, séchage, dégraissage léger), éviter les lotions avant la pose. Appliquer l'électrode **sans plis ni bulles**, exercer une pression initiale ferme et brève pour répartir le gel. Guider les câbles **sans tension ni boucles**, idéalement vers le bas ou latéralement. Surveiller l'intégrité cutanée en pose prolongée et remplacer en cas de décollement ou d'irritation.

Pourquoi choisir BlueSensor L pour la longue durée??

Le **gel liquide hautement conducteur**, la **combinaison d'adhésifs** et les **matériaux microporeux** sont pensés pour maintenir un **signal stable** et une **bonne tolérance cutanée** au fil des heures, avec une ergonomie étudiée (connecteur excentré) pour simplifier les soins et limiter les artefacts.

