

STETHOSCOPE HEINE GAMMA 3.2 ACOUSTIC ADULTE

Référence 08162



Prix du produit :

70,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stéthoscope Heine Gamma 3.2 acoustic adulte** est équipé d'un double pavillon et permet d'écouter des fréquences hautes et basses. Assure une écoute précise et qualitative pour vos consultations médicales.

Description du produit :

[Stéthoscope](#) **Heine Gamma 3.2** pavillon double avec deux plages de fréquences. Constitué d'une membrane qualitative et d'une cloche avec ouverture conique sur la chambre acoustique.

- Fonction membrane ou fonction cloche.
- Sa tubulure monocanale assure une excellente conduction du son.
- Membrane de qualité, Ø 44 mm,
- Taille de la cloche Ø 30mm.
- Coloris noir.
- Garantie 5 ans. CE.

Informations complémentaires :

Article : **STETHOSCOPE HEINE GAMMA 3.2 ACOUSTIC ADULTE**

Fabricant : HEINE

Dispositif médical : Oui

Fonction : auscultation cardiaque

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 5 ans