

BANDELETTES URINAIRES 7 PARAMETRES URITOP+ (100)

Référence 09731



Prix du produit :

26,26 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **bandelettes urinaires Uritop+** sont destinées aux tests urinaires selon 7 paramètres pour déceler, entre-autre choses, des infections urinaires. Ces bandelettes réactives permettent d'obtenir des résultats en quelques minutes par simple lecture visuelle sur une échelle colorimétrique.

Description du produit :

Bandelettes urinaires réactives avec grille de lecture à l'échelle.

- Résultats en 60 secondes**
- **Sauf leucocytes : 90 à 120 secondes (voir notice d'utilisation)
- 7 paramètres : Glucose, Protéines, PH, Sang, Nitrites, Densité, Leucocytes
- Flacon de 100 bandelettes. CE.