

BANDETTES URINAIRES URITOP+ 7 PARAMÈTRES BIOSYNEX - flacon de 100

Référence 09731



Prix du produit :

14,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **bandelettes urinaires Uritop+ 7 paramètres BIOSYNEX** assurent un contrôle urinaire de routine par comparaison colorimétrique, avec une lecture en **60 secondes** pour la majorité des paramètres. Conditionnées en flacon de **100**, elles conviennent aux usages professionnels réguliers.

CE • 7 Paramètres • Lecture visuelle • Flacon de 100

Description du produit :

Uritop+ 7 paramètres, dépistage urinaire rapide

Ces bandelettes urinaires **Uritop+ 7 paramètres BIOSYNEX** sont conçues pour le contrôle urinaire courant avec une lecture visuelle facile à interpréter. La majorité des résultats s'obtient en **60 secondes**, tandis que les leucocytes nécessitent **90 à 120 secondes**.

Elles permettent d'examiner **7 paramètres** : glucose, protéines, pH, sang, nitrites, densité spécifique et leucocytes. Ce format aide à réaliser une première orientation directement après le recueil, sans recourir à un équipement encombrant.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, centres de santé et services de soins. Adapté aussi bien aux contrôles de routine qu'aux surveillances répétées en consultation ou en déplacement.

Points forts

- **7 paramètres sur une seule bandelette** : permet de vérifier simultanément plusieurs marqueurs urinaires pour fluidifier l'évaluation initiale et le suivi.
- **Résultat rapide** : lecture en **60 secondes** pour la plupart des paramètres, avec un délai de **90 à 120 secondes** pour les leucocytes.
- **Lecture visuelle sur échelle colorimétrique** : utilisation simple au quotidien, sans lecteur dédié, pour les besoins courants des professionnels.
- **Flacon de 100 bandelettes** : conditionnement adapté à une utilisation régulière en cabinet, en structure médico-sociale ou en soins infirmiers.
- **Usage professionnel** : convient aux examens ponctuels comme aux contrôles répétés selon l'organisation du service ou de la tournée.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bandelettes urinaires réactives

Marque : BIOSYNEX

Gamme : Uritop+

Paramètres analysés : Glucose, protéines, pH, sang, nitrites, densité spécifique, leucocytes

Lecture : Visuelle sur échelle colorimétrique

Temps de résultat : 60 secondes, sauf leucocytes 90 à 120 secondes

Conditionnement : Flacon de 100 bandelettes

Utilisation : Usage professionnel

Fabricant : BIOSYNEX SA

EAN : 3700531701182

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : BIOSYNEX SA

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend 1 flacon de 100 bandelettes urinaires avec grille de lecture colorimétrique et 1 notice d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour manipuler l'échantillon dans de bonnes conditions, les gants latex sont utiles au quotidien. Les compresses aident à garder un espace propre, tandis que le alcool médical facilite la préparation du plan de travail avant le test.