

LAMPE LUMINOTHÉRAPIE TL45 PERFECT DAY 10 000 LUX BEURER - lampe secteur

Référence 09689



Prix du produit :

111,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe de luminothérapie TL45 Perfect Day Beurer** diffuse une lumière homogène jusqu'à **10 000 lux à 20 cm** avec **3 températures de couleur** et commande tactile, pour adapter l'éclairage aux temps d'activité, de thérapie ou de détente.

3 ans • EN 60601-1-2 • 10 000 lux à 20 cm • 3 températures de couleur

Description du produit :

TL45 Perfect Day, éclairage LED modulable

Cette lampe de luminothérapie est conçue pour recréer différentes ambiances de lumière du jour selon le moment d'utilisation. La **TL45 Perfect Day Beurer** fournit jusqu'à **10 000 lux à 20 cm** grâce à un éclairage LED homogène.

Elle propose trois nuances lumineuses, **3 000 K**, **4 300 K** et **6 500 K**, correspondant aux modes **Relax**, **Active** et **Therapy**. Sa commande tactile facilite les réglages dans un bureau, une salle de pause ou un espace de travail.

Idéal pour cabinets médicaux, psychologues, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, services de santé au travail et usage à domicile encadré. Son format **25 x 20 x 6 cm** et son support rabattable permettent une installation simple au quotidien.

Points forts

- **Puissance lumineuse ciblée** : jusqu'à 10 000 lux à environ 20 cm pour bénéficier d'une exposition lumineuse importante avec un appareil compact.
- **Trois modes d'éclairage** : Active, Therapy et Relax pour faire varier la température de couleur selon les temps de concentration, d'exposition ou d'apaisement.
- **Diffusion régulière** : les 36 LED assurent un éclairage homogène, sans scintillement, plus agréable sur un poste fixe.
- **Utilisation intuitive** : la commande tactile simplifie la prise en main et le changement rapide de réglage d'un utilisateur à l'autre.
- **Encombrement réduit** : avec une surface d'éclairage de **20 x 20 cm**, un poids léger et un pied dépliable, la lampe se place facilement sur table ou bureau.
- **Branchement secteur** : alimentation par bloc amovible et câble de **1,50 m**, adaptée à un usage intérieur dans un cabinet ou un espace administratif.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lampe de luminothérapie

Modèle : TL45 Perfect Day

Marque : Beurer

Fabricant : Beurer GmbH

Dimensions : 25 x 20 x 6 cm

Surface d'éclairage : 20 x 20 cm

Poids Net : env. 475 g

Poids : 470 g

Type d'éclairage : LED

Nombre de LED : 36

Intensité lumineuse : 10 000 lux à env. 20 cm

Températures de couleur : 3 000 K, 4 300 K, 6 500 K

Modes : Active, Therapy, Relax

Alimentation : Secteur avec bloc d'alimentation amovible

Longueur du câble : 1,50 m

Indice de protection : IP21

Fonctionnement : Commande tactile

Utilisation : Réutilisable, usage intérieur uniquement

Propriété : Sans scintillement

Propriété : Sans UV

Durée de vie prévue : 10 000 heures

Couleur : Blanc

Conditionnement : Lampe avec adaptateur secteur inclus et support dépliable

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Norme : EN 60601-1-2

Norme : IEC 60601-2-57: 2011

Marquage : CE

Directive : 93/42/CEE

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend la lampe de luminothérapie TL45 Perfect Day, un adaptateur secteur avec câble de 1,50 m ainsi qu'un support dépliable.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un espace dédié au confort, découvrez les lampes infrarouge pour d'autres usages de chaleur localisée. Les produits de bien-être et l'univers bien-être permettent aussi d'aménager un environnement plus propice à la détente ou au travail.

JJ/26