

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET TENSONIC

Référence 09710



Prix du produit :

33,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tensionic Poignet est le tensiomètre électronique idéal, pour les professionnels de santé ou les patients nécessitant un tensiomètre très précis pour une auto-mesure régulière. Tensionic possède une grande facilité d'utilisation et une précision sans égal.

Description du produit :

Idéal pour auto mesure régulière ce [tensiomètre électronique](#) dispose d'un très haut niveau de précision et une utilisation simple

- **Ingénieux et bien protégé** : Tensionic dispose d'une boîte de rangement ingénieuse pour disposer parfaitement votre bras ou celui de votre patient
- **Facile à interpréter** : son indicateur OMS tricolore vous donne un résultat immédiat
- **Proche du cœur** : il possède un détecteur d'arythmie, indice important pour le suivi de l'hypertension
- **Un instrument à partager** : passez facilement d'un patient à un autre grâce à sa mémoire horodatée

Ingénieux et bien protégé

Sa boîte de rangement est conçue pour positionner parfaitement votre bras ou celui de votre patient lors de l'automesure. Le bras n'est ni trop haut, ni trop bas, erreur fréquente lors de l'utilisation d'un tensiomètre poignet, il est parfaitement positionné.

Un indicateur OMS qui vous aide à interpréter le résultat

L'indicateur OMS propose trois couleurs pour vous apporter un résultat immédiat. Le diagnostic

est précis et fiable, et s'affiche sur son grand écran rétro-éclairé.

Une précision à partager

Pensé pour les pros, mais aussi pour les familles, il possède une double mémoire horodatée de 60 mesures. Ainsi, il garde en mémoire les mesures précédentes, et permet de passer facilement d'un patient à un autre.

Proche du cœur

Le détecteur d'arythmie intégré à Tensonic poignet est indispensable pour le suivi de l'hypertension artérielle. Il calcule la moyenne de votre tension et vous permet de suivre précisément votre tension matinale.

Ecran

- Affichage
- Ecran LCD de 49 mm x 38 mm
- Date et heure
- Mesures (systole, diastole et rythme cardiaque)
- Mémoires
- Indicateur de batteries faibles

_ Mesures

- Pression artérielle
- Méthode de mesure oscillométrique
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg
- Résolution : 1 mmHg
- Précision : +- 3 mmHg
- Fréquence cardiaque
- Plage de mesure : 30 à 200 battements par minute (BPM)
- Résolution : 1 BPM
- Précision : +- 5% de la mesure lue

_Mémoires

- 120 mémoires avec la date et l'heure dans 2 groupes

Fonctions

- Indicateur de niveau de pression selon l'OMS
- Détecteur d'arythmie
- Moyenne des 3 dernières mesures

- Détecteur de batteries faibles
- Mise hors tension automatique

Bracelet

- Circonférence du bracelet
- Adapté à toutes les morphologies
- Matière
- Nylon

_Circuit d'air

- Gonflage
- Micro-pompe
- Dégonflage
- Électrovanne

_Alimentation

- 2 piles alcalines LR03 (AAA) 1.5 V (incluses)
- Autonomie : Environ 200 mesures
- Arrêt automatique : Oui

Condition d'utilisation

- Environnement de fonctionnement
- Température : De 10°C à 40°C
- Humidité : De 15% à 90%
- Environnement de stockage
- Température : -20°C à 55°C
- Humidité : Inférieure à 85% (sans condensation)

_Dimensions et poids

- 77 x 64 x 32 mm (Lxlxh)

Poids

- 120 g (sans les piles)

Garantie Spengler : 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)

Retrouvez chez LD Médical, dans notre onglet « [accessoires](#) » tous les produits médicaux complémentaires, ainsi que toutes les fiches techniques du produit dans notre onglet « documents ».

Informations complémentaires :

Article : Tensiomètre électronique poignet tensonic

Fabricant : Spengler

Dispositif médical : Oui

Fonction : Prise électronique de tension artérielle

Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 2 ans