

# STETHOSCOPE DOUBLE PAVILLON LUXASCOPE SONUS SX

Référence 08163



**Prix du produit :**

**59,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Stéthoscope double pavillon luxascope sonus sx avec un récepteur double pavillon en acier inoxydable fraisé CNC à partir d'un matériau solide et de qualité.

**Description du produit :**

Excellente qualité acoustique grâce à la proportion de masse parfaitement ajustée.

- Adapté à toutes les gammes de fréquences.
- La fonction de cloche est possible en retirant simplement le petit diaphragme.
- Membrane en métal léger avec bague anti-froid pour plus de confort sur la peau.
- Lyre renforcée pour une meilleure résistance.
- Membrane Ø 39 mm / Cloche Ø 32mm
- Longueur : 77 cm
- Poids pavillon : 95gr
- Sonus NX : 0.420 kg
- Sans latex
- Sans nickel
- Livré avec 3 paires d'embouts (tailles S/M/L) en silicone souple garantissent une auscultation parfaite sans bruits de fond perturbateurs ainsi qu'un confort de port agréable.
- Ils s'adaptent confortablement à l'oreille et sont faciles à nettoyer et à remplacer.
- Fabriqué en Allemagne par Luxamed

- Garantie 2 ans (sauf embouts)