

# TENSIOMÈTRE MANOPOIRE LIAN NANO CLINIC MULTI-BRASSARDS

Référence 07277



**Prix du produit :**

**145,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

LES BRASSARDS CLINIC sont les seuls brassards du marché 100% décontaminables par immersion

- Brassards en Polymex traité, confortable et indéformable
- Bords souples et arrondis traumatiques
- Soudures hautes fréquence

## **Description du produit :**

Tensiomètre multi brassards, décontaminable LIAN NANO CLINIC idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

**LAVAGE :** Brassard fermé, uniquement en machine ou à la main : 40°C maximum Nettoyage et pré-désinfection brassard fermé uniquement.

**DECONTAMINATION :** À froid par immersion dans les solutions appropriées répondant aux normes (ex. ANIOSYME DD1 diluée à 0,5% pendant 5 minutes ou HEXANIOS G+R diluée à 0,5% pendant 15 minutes). Rincer à l'eau et sécher.

**DESINFECTION :** Vaporiser de l'alcool isopropylique (70%) IP stérile sur toute la surface du brassard, Laisser sécher pendant quelques minutes ; ne pas rincer. Désinfection possible à l'hypochlorite de sodium à 0,5 % de chlore actif. Rinçage à l'eau stérile si nécessaire.

**GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Mécanisme « horlogerie » haute précision

## CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

## RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

## BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) et S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune
- Livré complet avec sa trousse de rangement.

Garantie : 2 ans. CE.

Retrouvez chez **Drexco Médical**, dans notre onglet « accessoires » tous les produits médicaux complémentaires, ainsi que toutes les fiches techniques du produit dans notre onglet « documents ».

## Informations complémentaires :

**Article** : Tensiomètre manopoire lian nano clinic

**Fabricant** : Spengler

**Dispositif médical** : Oui

**Fonction** : Prise manuel de la tension artérielle

**Réglementation** : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

