

# OTOSCOPE LED ET FIBRE OPTIQUE SMARTLED 5500 PEDIATRIQUE

Référence 09728



Prix du produit :

**92,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Description du produit :

**Otoscope Smartled 5500** est un instrument Spengler très précis et lumineux de par sa double technologie LED et fibre optique.

Doté d'une colorimétrie excellente de 4000K et d'une puissance lumineuse de 50 000 lumens, c'est l'allié idéal pour tous vos diagnostics ORL.

- Excellente performance : Grâce à sa puissance de 55 000 Lumens, son ampoule Led basse consommation (55000h d'autonomie) et sa technologie fibre optique
- Grande précision : Avec sa loupe grossissante x 3 pour agrandir le champ visuel et apporter le meilleur diagnostic
- Très fiable : Doté d'une colorimétrie de 4000 Kelvin pour observer les zones d'hyperhémie et reliefs
- Praticité excellente : **Otoscope Smartled 5500** est un otoscope à la fois léger et petit qui s'éteint même au contact de votre poche

## Une luminosité parfaite

D'une puissance de 50 000 lumens, Smartled est l'otoscope lumineux par excellence. Son

ampoule LED consomme peu, pour une durée de vie de 55 000 heures. La fibre optique permet un champ visuel total, sans reflet.

### **Une loupe grossissante**

Le zoom est rendu possible grâce à sa loupe grossissante x 3.

### **Un indice de rendu des couleurs excellent**

La colorimétrie de 4000 Kelvin permet d'observer les zones d'hyperhémie et des reliefs. Le rendu des couleurs est excellent (95%), et n'est donc ni trop chaud ni trop froid pour un rendu optimal.

### **L'aspect pratique mis en avant**

Vous pouvez l'emporter partout, il est léger et petit, et a été désigné pour vous accompagner au quotidien. En plus, son clip de fixation avec interrupteur lui permet de s'éteindre automatiquement lorsque vous le rangez dans votre poche.

### **Otoscope à fibres optiques à LED**

- Tête : ABS et Inox
- Loupe : PCNT
- Support de spéculum
- Raccord de soufflerie
- Loupe pivotante X 3
- Manche Matière : ABS et Inox
- Eclairage Technologie : LED et fibre optique
- Puissance et luminance : 50 K lumens
- Colorimétrie : 4000 K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95 %
- Tension : 2,5 Volts
- Intensité : 0,15 A
- Durée de vie : 50 000 heures
- Alimentation : 2 x LR06 AA alcalines 1,5 V (fournies) 50 heures

### **Dimensions Taille**

- otoscope : 16,2 cm
- coffret : 250 x 100 x 38 mm
- Poids Coffret : 326 g

Garantie Spengler : 3 ans Tête et manche (dans les conditions normales d'utilisation), consommables exclus (spéculums, piles)

A vie contre tout vice et défaut de fabrication

