

# STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

Référence 09720



Prix du produit :

**945,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **station de diagnostic NC3** permet de choisir très rapidement entre un mode de surveillance (automatique) ou un mode ponctuel (manuel). Fiable et précis, il mesure **PNI + SpO2**.

Comen est l'un des leaders mondiaux du monitoring en milieu hospitalier, présent dans plus de 150 pays.

Description du produit :

La **station de diagnostic NC3 PNI + SpO2** est idéal en ambulatoire par sa petite taille (13 x 12,5 x 22cm) et son poids léger (1,25kg). Le **NC3 PNI + SpO2** se transporte facilement grâce à sa poignée de transport et son chariot (en option).

Rapide et précis, il s'allume en 2 secondes et propose une mesure de la tension artérielle en 20 à 30 secondes, qualité très appréciée des médecins généralistes en cabinet.

Adapté à tous les patients, que ce soit adulte, enfant et nouveau-né.

Grâce à ses brassards et ses boutons facilement nettoyables, le moniteur NC3 est idéal pour les établissements de santé pour lutter contre les contaminations croisées.

Spécificités techniques :

- Ecran LCD rétro-éclairé 6"

- Sauvegarde de données de 50 groupes ou patients
- Batterie : Lithium rechargeable (intégrée)
- Autonomie : 12h en autonomie
- Dimensions : 13x12,5x22 cm
- Poids : 1,25 kg
- Livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte

Dispositif médical de classe IIa.

CE.

Garantie 3 ans.