

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

Référence 09721



Prix du produit :

1 129,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **station de diagnostic NC3 PNI + SpO2 + Température** est idéale au chevet du patient en hôpital.

Le moniteur NC3 permet de surveiller facilement et rapidement les signes vitaux du patient adulte, enfant et nouveau-né.

Description du produit :

La **station de diagnostic NC3 PNI + SpO2 + Temp** permet de choisir rapidement le mode de monitoring : surveillance (automatique) ou ponctuel (manuel).

Petit et léger, il est facilement transportable. Avec sa poignée de transport il peut être déplacé aisément. En option : un chariot de déplacement.

Utilisation facile et pratique : s'allume en 1 à 2 secondes, choix du mode de monitoring, mesure de la tension artérielle en 20 à 30 secondes.

Le moniteur NC3 PNI +SpO2 + Temp est très apprécié des médecins généralistes en cabinet et très pratique en ambulatoire en milieu hospitalier.

Fonctionne sur des patients adultes, enfants ou nouveaux-nés.

Station et brassard facilement nettoyables pour limiter les contaminations croisées en établissement de santé.

Spécifications techniques :

- Ecran LCD rétro-éclairé 6"
- PNI ponctuelle ou programmée
- Batterie : Lithium, rechargeable
- Autonomie : 12h en utilisation continue
- Sauvegarde de données pour 50 patients ou groupes de patients
- Dimensions : 13x12,5x22 cm
- Poids : 1,25 kg
- Fournie avec son brassard PNI adulte et son capteur SpO2 adulte