

# CATHÉTER INSYTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL AVEC AILETTES BD - boîte de 50

Référence 09939

Prix du produit :

**77,52 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le cathéter **Insyte Autoguard Blood Control avec ailettes BD** combine un système de protection automatique, la technologie de contrôle du reflux et le biomatériau Vialon® pour accompagner la pose veineuse périphérique. Présenté en **boîte de 50**, il aide à rationaliser la manipulation au quotidien. Existe en plusieurs dimensions.

CE • Blood Control • Sécurité automatique • Boîte de 50



Description du produit :

Cathéter Insyte Autoguard Blood Control, pose sécurisée au quotidien

Ce cathéter veineux périphérique de sécurité **Insyte Autoguard Blood Control avec ailettes BD** a été développé pour faciliter la pose tout en réduisant les manipulations pendant l'insertion. Le système **Blood Control** limite l'écoulement sanguin au niveau de l'embase au moment du geste.

Son mécanisme assure une mise en sécurité automatique de l'aiguille après activation contrôlée. Conçu en **Vialon®**, un polyuréthane qui s'assouplit avec la chaleur corporelle, il contribue au confort de pose et au maintien d'une bonne perméabilité.

En service d'urgences comme en hospitalisation, l'absence de point de compression permet de libérer une main pendant la procédure. Idéal pour infirmiers, services hospitaliers, urgences, cliniques et établissements de soins.

## Points forts

- **Blood Control** : le septum à usage unique réduit l'écoulement de sang dans l'embase lors de l'insertion et rend la manipulation plus simple.
- **Protection automatique** : le système Autoguard™ recouvre l'aiguille de manière irréversible après activation contrôlée, pour limiter le risque de piqûre accidentelle.
- **Ailettes intégrées** : elles offrent une meilleure prise en main et aident à stabiliser le dispositif pendant la pose, notamment en cas d'abord veineux délicat.
- **Polyuréthane BD Vialon™** : ce biomatériau hémocompatible devient plus souple à la chaleur corporelle afin d'accompagner le vaisseau après insertion.
- **Fenêtre Instaflash™** : elle permet une visualisation précoce du reflux sanguin sur les cathéters **20, 22 et 24 G**.
- **Adapté à l'usage professionnel** : convient aux protocoles de perfusion périphérique en cabinet, en ambulatoire ou en établissement de soins.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : BD SERINGUES & AIGUILLES

**Fabricant** : Becton Dickinson

**Type de produit** : Cathéter veineux périphérique de sécurité avec ailettes

**Gamme** : Insyte Autoguard Blood Control

**Matériau** : Polyuréthane BD Vialon™

**Utilisation** : Usage unique

**Conditionnement** : Boîte de 50

**Formats disponibles** : 20 G, 22 G, 24 G pour la technologie Instaflash™

**Fonctionnement** : Mise en sécurité automatique par activation contrôlée

**Couleur** : Selon calibre

**Marquage** : CE

**Garantie** : 2 ans

**Dimensions** : 0,9 x 25 mm 22G Bleu ; 1,1 x 25 mm 20G Rose ; 0,7 x 19 mm 24G Jaune ; 1,3 x 30 mm 18G Vert ; 1,7 x 30 mm 16G Gris ; 1,3 x 32 mm 18G Vert

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

---

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la pose d'une voie veineuse périphérique, les perfuseur permettent le raccordement pour l'administration des solutés. Après le soin, les collecteurs d'aiguilles facilitent l'élimination sécurisée des dispositifs piquants, tandis que les pansement stérile - soins plaies usage professionnel aident à protéger le site de ponction.