

THERMOMETRE TYMPANIQUE AURICULAIRE GENIUS 3

Référence 09987



Prix du produit :

338,64 € taxe inclu

Description brève du produit :

La référence hospitalière ! Prise de la température auriculaire, face à la membrane tympanique. Les couvre-sondes incorporés directement dans le socle permettent une mise en place de la protection sans aucun contact avec la main de l'utilisateur.

Description du produit :

Le thermomètre tympanique auriculaire Genius 3 est un thermomètre numérique à infrarouge qui mesure la température de l'oreille.

Il est conçu pour être facile à utiliser et offre une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Le thermomètre est doté d'un écran LCD rétro-éclairé et d'un capteur infrarouge qui mesure la température de l'oreille en quelques secondes.

Il est également doté d'un système de mémoire intégré qui permet de stocker jusqu'à 20 lectures.

- Temps de mesure : 1 à 2 secondes
- Précision de la mesure : +/- 0,3°C
- Mémorisation de la dernière mesure : Rappel en appuyant sur le bouton température
- Indication audible et visuelle lors de la prise de température
- Autocontrôle : Auto test électronique à l'allumage
- Ecran de lecture : Ecran type LCD, guidage par icônes
- Indications : Pédiatrie, Adultes
- Boîtier plastique offrant une protection contre les poussières/liquides : IP22

- Alimentation : 3 piles AAA alcaline
- Autonomie : 15000 prises
- Arrêt automatique : L'appareil se met en mode veille après 10 secondes à la fin de la prise de température et après 30-40 secondes si aucune utilisation n'est faite
- Indicateur de charge : message « basse piles » quand l'autonomie diminue
- Garantie : 3 ans

Le thermomètre est livré :

- Socle
- 32 couvercles sondes
- Un jeu de pile