

THERMOMETRE TYMPANIQUE AURICULAIRE GENIUS 3 MESURE RAPIDE - kit complet

Référence 09987



Prix du produit :

338,64 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **thermomètre tympanique auriculaire Genius 3** réalise une mesure infrarouge en **1 à 2 secondes** avec une précision de **± 0,3 °C**. Conçu pour un usage régulier, il offre jusqu'à **15 000 mesures** et un affichage LCD clair.

3 Ans • CE 0123 • DM IIa • 32 Couvre-sondes inclus

Description du produit :

Genius 3, thermomètre auriculaire pour lecture immédiate

Ce thermomètre médical tympanique permet une prise de température auriculaire rapide au niveau du conduit auditif. Le **thermomètre tympanique auriculaire Genius 3** fournit un résultat en **1 à 2 secondes**, avec une précision de **± 0,3 °C** et un écran LCD facile à consulter.

Sa technologie infrarouge à balayage continu s'appuie sur **100 mesures d'échantillonnage** pour accompagner les contrôles répétés. Les **couvre-sondes à usage unique** contribuent à une utilisation plus pratique entre plusieurs patients.

Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, pédiatres, médecins généralistes et infirmiers. Il convient aussi bien aux contrôles en consultation qu'aux prises de température en chambre.

Points forts

- **Résultat en quelques secondes** : la mesure s'effectue en **1 à 2 secondes**, ce qui facilite les prises de température successives.
- **Mesure précise** : avec une tolérance de $\pm 0,3$ °C, l'appareil répond aux besoins de contrôle courant chez l'adulte et l'enfant.
- **Utilisation plus hygiénique** : les couvre-sondes dédiés évitent le contact direct de la sonde lors des usages répétés.
- **Lecture guidée** : l'écran LCD rétroéclairé avec icônes de guidage rend l'interprétation plus simple au quotidien.
- **Autonomie élevée** : jusqu'à **15 000 prises** avec **3 piles AAA**, pour un rythme d'utilisation soutenu.
- **Ensemble prêt à servir** : le kit inclut un socle, **32 couvre-sondes** et les piles nécessaires à la mise en route.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Thermomètre tympanique auriculaire

Technologie : Infrarouge à balayage continu

Temps de mesure : 1 à 2 secondes

Précision : $\pm 0,3$ °C

Plage de mesure : 33 °C à 42 °C

Résolution : 0,1 °C

Échantillonnage : 100 mesures

Écran : LCD rétroéclairé avec icônes de guidage

Mémoire : Rappel de la dernière mesure

Indications : Adultes et enfants

Alimentation : 3 piles AAA LR03 fournies

Autonomie : Jusqu'à 15 000 prises

Indice de protection : IP22

Température d'utilisation : 16 °C à 33 °C

Poids Net : Thermomètre 160 g ; socle 100 g

Fonctionnement : Arrêt automatique et auto-test électronique à l'allumage

Conditionnement : Kit avec socle, 32 couvre-sondes et jeu de piles

Fabricant : Cardinal Health Group, USA

Marque : Genius 3

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : ISO 80601-2-56 : 2017

Norme : EN 60601-1 : 2006/A1 : 2013

Norme : EN 60601 - 1-2 : 2015

Norme : EN 60601-1-6 : 2010/A1 : 2015

Norme : EN 60601-1-11 : 2015

Norme : EN 62366-1 : 2015

Norme : EN 62304 : 2006 / A1 : 2015

Norme : EN 1041 : 2008/ A1 / 2013

Norme : EN ISO 15223-1 : 2016

Norme : EN ISO 13485 : 2016/ AC : 2016

Norme : EN ISO 14971 : 2012

Marquage : CE 0123

Fabricant : Cardinal Health Group, USA

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le kit comprend le thermomètre tympanique Genius 3, un socle, **32 couvre-sondes** et un jeu de **3 piles AAA**.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour accompagner l'usage du dispositif, les protection pour sondes sont adaptées aux prises répétées. Un otoscope peut être utile avant la mesure selon le contexte. Les lingette désinfectante - nettoyage et antiseptie rapide aident à l'entretien externe du matériel.