

# CATHÉTER INSYTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL SANS AILETTES BD - boîte de 50

Référence 09901

Prix du produit :

**72,41 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **cathéter Insyte Autoguard Blood Control sans ailettes BD Seringues & Aiguilles** intègre un système de sécurité automatique et un septum limitant le reflux sanguin pour accompagner la pose veineuse périphérique. Son biomatériau Vialon™ et son conditionnement en **boîte de 50** répondent aux usages intensifs. Existe en plusieurs dimensions.

CE • Sécurité automatique de l'aiguille • Technologie Blood Control • Boîte de 50



Description du produit :

[Cathéter Insyte Autoguard Blood Control, sécurité et maîtrise du geste](#)

Ce cathéter IV périphérique de sécurité est conçu pour accompagner l'insertion veineuse en réduisant les manipulations pendant le geste. Le **cathéter Insyte Autoguard Blood Control sans ailettes BD Seringues & Aiguilles** réunit contrôle du reflux sanguin, protection de l'aiguille et conditionnement en **boîte de 50**.

Grâce à la technologie **Blood Control**, l'écoulement sanguin au niveau de l'embase est limité lors de la pose. Cette conception facilite l'organisation du soin en laissant davantage de liberté de mouvement à l'opérateur.

Fabriqué en **BD Vialon™**, un polyuréthane qui s'assouplit avec la chaleur corporelle, il contribue à un maintien confortable du dispositif. Idéal pour les services hospitaliers, urgences, cabinets

médicaux, infirmiers libéraux et structures de soins ambulatoires.

### Points forts

- **Septum Blood Control** : réduit l'écoulement sanguin dans l'embase pendant l'insertion et diminue le besoin de compression immédiate.
- **Protection automatique** : l'aiguille est recouverte par un fourreau protecteur via une activation contrôlée, pour sécuriser la phase de retrait.
- **Polyuréthane BD Vialon™** : ce biomatériau hémocompatible devient plus souple à température corporelle et favorise une bonne adaptation en place.
- **Fenêtre BD Instaflash™** : permet une visualisation précoce du reflux sanguin sur les calibres 20, 22 et 24 G afin d'aider à confirmer le bon positionnement.
- **Conception sans ailettes** : le format droit convient aux pratiques recherchant un dispositif compact, simple à prendre en main et à positionner.
- **Destination professionnelle** : pensé pour les soins répétés en établissements de santé, en urgence ou lors de perfusions en prise en charge ambulatoire.

### Caractéristiques techniques

**Marque** : BD Seringues & Aiguilles

**Type de produit** : Cathéter IV périphérique de sécurité sans ailettes

**Gamme** : Insyte Autoguard Blood Control

**Matériau** : Polyuréthane BD Vialon™

**Fonctionnement** : Mise en sécurité automatique par activation contrôlée

**Utilisation** : Usage unique

**Conditionnement** : Boîte de 50

**Caractéristique** : Septum Blood Control limitant l'écoulement sanguin

**Caractéristique** : Fenêtre de visualisation précoce du reflux sanguin BD Instaflash™ pour les cathéters 20, 22 et 24 G

**Marquage** : CE

**Réservé à** : Professionnels de santé

**Garantie** : 2 ans

**Dimensions** : 0,9 x 25 mm 22G Bleu ; 0,7 x 19 mm 24G Jaune ; 1,1 x 30 mm 20G Rose ; 1,3 x 30 mm 18G Vert ; 1,7 x 30 mm 16G Gris

### Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la pose d'une voie veineuse, les perfuseurs s'intègrent naturellement au protocole d'administration. Après utilisation, les collecteurs d'aiguilles facilitent l'élimination des déchets piquants, tandis que les pansements stériles participent à la protection du site de pose.