

# CATHETER INSYSSTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL SANS AILETTES BD

Référence 09901

Prix du produit :

**72,41 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Cathéters insyste autoguard blood control BD** bénéficiant d'un biomatériau hémocompatible développé par Becton Dickinson : le Vialon®.



Description du produit :

[Cathéter](#) droit de sécurité permettant de bénéficier à la fois :

- d'une protection face au risque d'AES cutanéomuqueux grâce au septum à usage unique évitant l'écoulement de sang dans l'embase du cathéter lors de la pose : la technologie Blood Control. *Permet de supprimer la technique du point de compression, libérant ainsi la deuxième main à la pose.*
- d'une protection face aux piqûres accidentelles avec mise en sécurité automatique par activation contrôlée, recouvrant totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur : le BD Autoguard™
- d'un biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle : le BD Vialon™ en polyuréthane. *Les cathéters en polyuréthane BD Vialon™ conservent une meilleure perméabilité par rapport aux autres cathéters en teflon<sup>1</sup>.*
- d'une fenêtre de visualisation précoce du reflux sanguin pour s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash™ pour les cathéters 20, 22 et 24 G.

Boîte de 50. CE.

Réservé aux professionnels.