

ÉLECTRODES PRE-GELIFIES SUPPORT TEXTILE

Référence 09961



Prix du produit :

3,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Electrodes pré-gélifiées support textile sachets de 30 pièces

Description du produit :

Electrodes pré-gélifiées support textile sachets de 30 pièces

Pré-gélifiées, adhésif hypoallergénique, parfaite tolérance cutanée.

Recommandé pour les examens de longue durée. Support aéré qui laisse respirer la peau.

- Adulte diamètre Ø 55 mm
- Enfant diamètre Ø 30 mm
- Sachet de 30 pièces

CE.