

# ÉLECTRODES PRE-GELIFIES SUPPORT MOUSSE PONTET

Référence 09963

**Prix du produit :**

**5,95 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Electrodes pré-gélifiées support mousse pour adulte.



**Description du produit :**

Electrodes pré-gélifiées support mousse pour adulte.

Pré-gélifiées, adhésif hypoallergénique, parfaite tolérance cutanée.

Contact métal à pontet carbone invisible aux radiographies.

Diamètre Ø 50 mm, contact bouton pression.

Conditionnement : 60 pièces

Diamètre Ø 45 mm,

Contact métal à pontet.

Conditionnement : 30 pièces

CE.

