

ÉLECTRODES PRE-GELIFIÉES RADIOTRANSSPARENTES SUPPORT MOUSSE COMED - lot de 100

Référence 09963



Prix du produit :

4,34 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes pré-gélifiées radiotransparentes support mousse COMED** sont conçues pour l'adulte avec un adhésif hypoallergénique et un support souple, pour une pose simple et un contact stable en ECG. Diamètre **45 mm**. Existe en plusieurs dimensions.

CE • Hypoallergéniques • Radiotransparentes • Lot de 100 pièces

Description du produit :

Électrodes pré-gélifiées COMED, discrètes à l'imagerie

Ces électrodes ECG pour adulte sont pensées pour les enregistrements cardiaques nécessitant une pose rapide et une bonne tolérance cutanée. Les **électrodes pré-gélifiées radiotransparentes support mousse COMED** associent un support mousse, un adhésif **hypoallergénique** et une surface conductrice adaptée au suivi ECG.

Le diamètre rond de **45 mm** permet un placement pratique sur les zones habituelles de pose et aide à conserver un contact régulier pendant l'examen. Leur conception **radiotransparente** les rend peu visibles lors des radiographies, ce qui facilite leur utilisation dans un environnement d'imagerie.

Idéal pour cabinets médicaux, services de cardiologie, urgences, cliniques, centres d'imagerie et

infirmiers réalisant des ECG. Leur conception convient à des applications répétées chez l'adulte.

Points forts

- **Gel pré-appliqué** : électrodes prêtes à l'emploi pour réduire le temps de préparation avant le tracé ECG.
- **Radiotransparence** : structure adaptée aux contextes où un examen radiographique peut être réalisé sans gêne visuelle importante.
- **Support mousse** : matière souple apportant davantage de confort et une meilleure adaptation aux mouvements du patient.
- **Adhésif hypoallergénique** : pensé pour une bonne compatibilité cutanée lors des poses ponctuelles ou répétées.
- **Format adulte Ø 45 mm** : dimension polyvalente pour une mise en place facile sur les sites de pose courants.
- **Lot de 100 pièces** : conditionnement adapté aux besoins réguliers des cabinets, consultations et services de soins.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG pré-gélifiées radiotransparentes

Marque : COMED

Destination : Adulte

Dimensions : Ø 45 mm

Matériau : Support mousse

Composition : Adhésif hypoallergénique, carbone, contact métal à pontet

Couleur : Invisible aux radiographies

Utilisation : Usage unique

Conditionnement : Lot de 100 pièces

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Dimensions : Ø 45 mm - Pontet ; Ø 45 mm - Pression

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste d'examen, les câbles & accessoires pour ECG participent à la liaison avec l'appareil. Les papiers pour ECG servent à l'édition des tracés, tandis que le gel échographique accompagne d'autres explorations menées au cabinet ou en service.