

ÉLECTRODES ECG MOUSSE PRESSION RADIOTRANSARENTE COMED - sachet de 30

Référence 09965



Prix du produit :

3,57 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG mousse pression radiotransparente COMED** combinent un support mousse pré-gélifié, un contact carbone non visible à la radiographie et un diamètre de **30 mm**. Leur adhésif hypoallergénique convient aux enregistrements ECG et au monitoring de courte durée.

CE • Pré-gélifiées • Adhésif hypoallergénique • Sachet de 30 pièces

Description du produit :

Électrodes ECG COMED, discrètes en radiographie

Ces électrodes ECG **COMED** à pression réunissent une structure en mousse, un gel pré-appliqué et un contact carbone **radiotransparent**. Avec leur diamètre de **30 mm**, elles se mettent en place facilement pour un ECG standard ou une surveillance brève.

Le contact carbone n'apparaît pas sur les clichés radiographiques, ce qui évite de gêner la lecture de l'image pendant l'examen. L'adhésif hypoallergénique participe au confort d'utilisation, notamment lorsque les applications sont fréquentes.

Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de cardiologie, infirmiers libéraux et structures d'imagerie. Elles conviennent aux actes quotidiens nécessitant une pose simple et rapide.

Points forts

- **Conception radiotransparente** : le contact carbone reste invisible en radiographie, pour limiter l'impact visuel sur l'imagerie.
- **Version pré-gélifiée** : les électrodes sont prêtes à l'emploi et simplifient la préparation avant l'examen.
- **Support mousse** : la structure souple améliore l'adaptation à la peau et aide à conserver un contact régulier.
- **Adhésif hypoallergénique** : il favorise une meilleure tolérance cutanée, y compris lors d'utilisations répétées.
- **Diamètre 30 mm** : ce format compact s'adapte aux ECG courants comme au monitoring ponctuel.
- **Conditionnement de 30 pièces** : le sachet répond aux besoins habituels d'un poste de soins ou d'un cabinet.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG à pression

Marque : COMED

Diamètre : 30 mm

Technologie : Pré-gélifiées

Support : Mousse

Contact : Carbone

Propriété : Radiotransparente

Adhésif : Hypoallergénique

Utilisation : Usage unique

Conditionnement : Sachet de 30 pièces

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les câbles & accessoires pour ECG permettent le

raccordement à l'appareil. Les papiers pour ECG servent à l'impression des tracés, tandis que le gel échographique accompagne les examens d'imagerie réalisés au cours de la prise en charge.