

# ÉLECTRODES ECG MOUSSE PRESSION - RADIOTRANSARENTE

Référence 09965



Prix du produit :

**3,50 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Electrodes ecg** mousse pression 30 mm, radio  
transparente

Description du produit :

**Electrodes pré-gélifiées** mousse, contact pression carbone invisible aux radiographies.

Pré-gélifiées, adhésif hypoallergénique, parfaite tolérance cutanée.

- Diamètre : 30 mm
- Sachet de 30 pièces

CE.