

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET BP W1 BASIC MICROLIFE - unité

Référence 09713



Prix du produit :

35,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET BP W1 BASIC MICROLIFE** permet un contrôle tensionnel au poignet avec lecture non invasive, mémoire de **60** relevés et repérage LED pour le bon positionnement. Son format compact et sa plage jusqu'à **280 mmHg** conviennent au suivi tensionnel régulier.

Validation clinique • Validé par l'ANSM •
Mémoire 60 mesures • Détection IHB

Description du produit :

[BP W1 Basic Microlife, tensiomètre de poignet compact](#)

Ce tensiomètre électronique poignet est conçu pour le suivi de la tension en cabinet, en établissement médico-social ou à domicile. Le **TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET BP W1 BASIC MICROLIFE** réunit encombrement réduit, lecture rapide et prise de mesure non invasive.

Un témoin LED aide à aligner correctement le poignet pendant la mesure. La fonction **IHB** détecte les battements irréguliers, et la mémoire intégrée enregistre jusqu'à **60** résultats avec date.

Facile à transporter, il trouve sa place dans une mallette de visite comme sur un poste de soins. Idéal pour médecins généralistes, infirmiers libéraux, pharmaciens, EHPAD et services de soins.

Points forts

- **Aide au positionnement** : le témoin LED indique la bonne hauteur du poignet pour favoriser des prises de mesure plus constantes.
- **Repérage des irrégularités** : la technologie IHB signale les rythmes cardiaques irréguliers observés durant le contrôle tensionnel.
- **Historique des mesures** : la mémoire de **60** valeurs simplifie le suivi et la comparaison des relevés dans le temps.
- **Encombrement réduit** : ses dimensions de **73 x 66 x 38 mm** facilitent le rangement et le transport.
- **Mesure plus fluide** : la technologie Gentle+ ajuste la vitesse et la pression de gonflage pour une utilisation simple.
- **Kit complet** : l'appareil est fourni avec piles, boîte de rangement et journal de suivi de tension pour une mise en service immédiate.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Tensiomètre électronique poignet

Marque : MICROLIFE

Modèle : BP W1 Basic

Validation clinique : Oui

Validé par l'ANSM : Oui

Dimensions : 73 x 66 x 38 mm

Poids Net : 124 g piles incluses

Alimentation : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

Plage de mesure tension artérielle : 20 à 280 mmHg

Plage de mesure pouls : 40 à 200 battements par minute

Mémoire : 60 valeurs

Fonctionnement : Électronique oscillométrique

Indicateurs : Témoin LED de positionnement, indicateur de mouvement du bras, indicateur de vérification du brassard, indicateur de pile faible

Fonctions : Détection IHB, échelle colorielle feu tricolore, date et heure réglables, compatibilité avec piles rechargeables

Conditionnement/emballage : Appareil livré avec boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA et journal de suivi de tension

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Validation clinique : Oui

Validation : Validé par l'ANSM

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient le tensiomètre de poignet BP W1 Basic, une boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA et un journal de suivi de tension.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour tensiomètres facilitent l'entretien et l'usage quotidien. Un oxymètre de pouls permet d'ajouter une mesure complémentaire des constantes. Les stéthoscope restent utiles lors de l'examen clinique.