

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET BP W3 COMFORT MICROLIFE - modèle poignet

Référence 09714



Prix du produit :

47,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique poignet BP W3 Comfort Microlife** associe mesure automatique au gonflage avec technologie **Comfort+**, repérage IHB et stockage de **30 mesures**. Son brassard ajustable de **13,5 à 23 cm** convient au suivi tensionnel en cabinet, en officine ou lors des déplacements.

Validation clinique • Validé par l'ANSM •
Détection IHB • Mémoire 30 mesures

Description du produit :

BP W3 Comfort, contrôle tensionnel pratique au poignet

Le tensiomètre électronique poignet **BP W3 Comfort Microlife** effectue la prise de mesure automatiquement avec la technologie **Comfort+** dès le gonflage. Son format réduit et son brassard réglable de **13,5 à 23 cm** le rendent facile à utiliser au quotidien.

Grâce à la détection **IHB**, les rythmes cardiaques irréguliers sont signalés directement à l'écran. La mémoire conserve **30 mesures** avec date et heure pour visualiser plus facilement les relevés successifs.

Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, pharmacies, EHPAD et services de suivi ambulatoire. Sa boîte de rangement aide au transport entre deux consultations ou lors des visites.

Points forts

- **Technologie Comfort+** : la mesure s'effectue pendant le gonflage, ce qui améliore le confort et réduit la sensation de serrage au niveau du poignet.
- **Détection IHB** : l'appareil identifie les battements irréguliers au moment de la prise, un atout pour le suivi tensionnel régulier.
- **Mémoire 30 relevés** : les 30 dernières mesures sont enregistrées avec date et heure pour faciliter les comparaisons dans le temps.
- **Lecture rapide** : l'écran associé à une échelle colorielle tricolore permet une interprétation plus immédiate des résultats.
- **Encombrement réduit** : avec **81 x 65 x 21 mm** et **112 g**, piles incluses, il trouve facilement sa place dans une trousse de visite.
- **Alimentation pratique** : fonctionne avec 2 piles AAA incluses, également compatibles rechargeables, pour une mise en route simple.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Tensiomètre électronique poignet

Marque : MICROLIFE

Modèle : BP W3 Comfort

Validation clinique : Oui

Validé par l'ANSM : Oui

Dimensions : 81 x 65 x 21 mm

Poids Net : 112 g piles incluses

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V incluses, compatibles rechargeables

Dimensions du brassard : 13,5 à 23 cm

Plage de mesure tension artérielle : 20 à 280 mmHg

Plage de mesure du pouls : 40 à 200 battements par minute

Pression affichée du brassard : 0 à 299 mmHg

Précision : ± 3 mmHg

Précision du pouls : ± 5 % de la valeur lue

Résolution : 1 mmHg

Fonctionnement : Automatique, mesure oscillométrique au poignet

Mémoire : 30 dernières mesures avec date et heure

Fonctions : Détection IHB, moyenne des 3 dernières mesures, date et heure, indicateur de charge des piles, échelle colorielle tricolore

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Validation clinique : Oui

Validation : ANSM

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus dans l'emballage le tensiomètre électronique poignet BP W3 Comfort, 2 piles AAA ainsi qu'une boîte de rangement.

Des produits complémentaires à découvrir

Les accessoires pour tensiomètres sont utiles pour accompagner l'utilisation régulière de l'appareil et simplifier son entretien. Un oxymètre de pouls peut compléter le relevé des constantes. En cabinet ou en visite, un stéthoscope reste pertinent pour compléter l'examen.