

# TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET BP W3 COMFORT MICROLIFE

Référence 09714

Prix du produit :

**47,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :



Description du produit :

Le tensiomètre poignet BP W3 Comfort est un tensiomètre automatique avec la technologie Comfort+ garantissant un confort optimal pendant le gonflement du brassard. Cet appareil peut stocker jusqu'à 30 valeurs en mémoire. Il est également équipé de la technologie IHB permettant de détecter les rythmes cardiaques irréguliers et vous en informe par l'affichage du symbole IHB sur votre écran. Le modèle poignet est également fourni avec une boîte de rangement pratique, parfait pour le transporter.

- Échelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle
- Date et heure réglables
- Indicateur d'état de charge des piles
- Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm
- Indicateur d'arythmie (IHB)
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure de chaque mesure
- Précision du pouls : +/- 5% à la valeur lue
- Dimensions : 81 x 65 x 21 mm
- Poids : 112 g (piles incluses)

- Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables
- Plage de mesure : 20 - 280 mmHg (tension artérielle), 40 - 200 battements par minute (pouls)
- Résolution : 1mmHg
- Précision statique : Plage d'incertitude +/- 3mmHg
- Plage de pression affichée du brassard : 0 - 299 mmHg