

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE WATCHBP HOME S AFIB MICROLIFE - brassard m 22 à 32 cm

Référence 09718



Prix du produit :

78,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tensiomètre électronique **WatchBP Home S AFIB MICROLIFE** réalise la mesure de la pression artérielle en mode automatique avec **3 mesures consécutives** et repérage AFIB. Sa mémoire de **30 relevés** et son brassard **M 22 à 32 cm** en font un appareil adapté au suivi tensionnel à domicile.

Validé Par L'ANSM • Validation Clinique •
Détection AFIB • Mémoire 30 relevés

Description du produit :

WatchBP Home S, tensiomètre bras avec technologie AFIB

Ce tensiomètre électronique permet d'effectuer des automesures de la pression artérielle avec détection AFIB intégrée. Le **WatchBP Home S Microlife** lance **3 mesures consécutives** de façon automatique et peut mémoriser jusqu'à **30 relevés**.

Il convient pour organiser un suivi régulier à domicile avec un protocole simple à répéter matin et soir. Son fonctionnement automatique limite les manipulations et facilite la prise en main par l'utilisateur.

Le brassard souple **M 22 à 32 cm** répond aux usages adultes les plus courants. Idéal pour médecins généralistes, cardiologues, infirmiers libéraux, pharmacies, services de prévention et patients suivis à domicile.

Points forts

- **Technologie AFIB** : la fibrillation auriculaire est repérée pendant la prise de tension, sans procédure additionnelle à réaliser.
- **Séquence automatique de 3 mesures** : l'appareil enchaîne **3 mesures consécutives** pour fournir un suivi plus structuré qu'une lecture unique.
- **Enregistrement des données** : la mémoire conserve **30 relevés**, utile pour préparer un rendez-vous ou visualiser les mesures dans le temps.
- **Usage simplifié** : le fonctionnement automatique et le clavier verrouillable favorisent une utilisation pratique à domicile comme en accompagnement au cabinet.
- **Brassard adulte standard** : le format **M 22 à 32 cm** permet une mise en place rapide pour de nombreuses morphologies adultes.
- **Double solution d'alimentation** : utilisation possible avec **4 piles alcalines AA de 1,5 V** ou via un adaptateur secteur **DC 6V, 600 mA** en option.

Caractéristiques techniques

Marque : Microlife

Type de produit : Tensiomètre électronique de surveillance à domicile

Fonctionnement : Automatique

Mesure : Pression artérielle avec détection de la fibrillation auriculaire

Technologie : AFIB

Mode de mesure : 3 mesures consécutives automatiques

Mémoire : 30 relevés

Dimensions brassard : M 22 à 32 cm

Alimentation : 4 piles alcalines AA de 1,5 V ou adaptateur secteur DC 6V, 600 mA en option

Utilisation : Réutilisable

Validation clinique : Oui

Validé par l'ANSM : Oui

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Validation clinique : Oui

Validation : Validé par l'ANSM

Référentiel mentionné : ESH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement inclut le tensiomètre électronique WatchBP Home S ainsi qu'un brassard souple taille M de 22 à 32 cm. L'appareil fonctionne avec 4 piles AA de 1,5 V. Un adaptateur secteur DC 6V, 600 mA est disponible en option.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation de l'appareil, les accessoires pour tensiomètres permettent de renouveler certains éléments ou d'adapter l'alimentation. En environnement de consultation, les stéthoscopes restent utiles pour l'examen clinique, tandis qu'un oxymètre de pouls apporte une mesure supplémentaire rapide.