

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE WATCH BP HOME S MICROLIFE

Référence 09718



Prix du produit :

78,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

[Tensiomètre électronique](#) de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA)

- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.
- Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fiable et abordable.
- Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)
- AFIB sens détecte FA avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)
- Mode Moyenne WatchBP, 3 mesures consécutives effectuées automatiquement pour un résultat plus précis
- Alerte « Voir le docteur » pour avertir qu'une visite chez le médecin est nécessaire à cause de d'hypertension persistante ou de Fibrillation Auriculaire
- 30 memoires
- Brassard souple M (22 – 32 cm)
- Bouton de verrouillage du clavier
- 4 piles alcalines AA de 1,5 V ou adaptateur secteur DC 6V, 600 mA (en option)