

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT MICROLIFE NC 200

Référence 09722



Prix du produit :

32,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Thermomètre sans contact Infrarouge Microlife NC 200

- Mesure sans contact fiable en seulement 3 secondes à 5 cm
- Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- Mesure automatique avec contrôle de la distance
- Système de guidage pour auto-mesure, une lumière indique que l'appareil est à la bonne distance
- 30 mémoires (enregistrées avec date et heure)
- Lumière bleue de suivi – utilisation nocturne facile
- Alarme de fièvre illuminée: Technologie Silent Glow™
- Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne